


Mått vid tillverkning av inkontinensbadbyxa.



mått punkt	strama mått!		cm
I	midjans omkrets		
J	största omkrets runt höften med uppgift hur långt under midjan måttet är taget	under midjan cm	
P	omkrets vänstra låret 6 cm nedanför grenen		
Q	omkrets högra låret 6 cm nedanför grenen		
D	från midjan fram till midjan bak mätt runt grenen		

datum	
ID Brukare	
kontaktperson	
telefon	
fax	
e-post	

URIFORM