

modell	cm ↑↓	cm ←→	mindre fyllning art.nr	mycket fyllning art.nr	beskrivning
	50	30		8421	Halsflytkragen är formad som en ring som kan slutas tätt runt halsen. Under bakhuvudet är en fyrkantig platta formad som ger extra flytkraft och stöd för att motverka att huvudet pressas under vattenytan. Från hakan ned över bröstskorgen löper två parallella flytkuddar. De hålls samman av två band med kardborrlåsning via en D-ring. Bandet närmast hakan löper på flytkragens undersida för att inte störa brukarens haka och halsgrop. Halsflytkragen finns i fyra storlekar, alla endast i version med mycket fyllning.
	56	34		8415	
	60	37		8411	
	65	42		8401	
	37	56	8917	8911	Nackflytkudden är formad för att ligga stadigt i nacken vid ryggsim. Kudden passar dock bra överallt där extra flytkraft saknas, t.ex under svanken i ryggläge, under magen i bröstläge, under en överarm, under ett ben eller en fot. Nackflytkudden finns i en storlek med lite eller mycket fyllning.
	50	90	8817	8811	Bananformade flytkuddar har mycket stor flytkraft. De två större kuddarna i version med mycket fyllning kan med svårighet sänkas under vattenytan med två vuxna personers belastning. Kuddarna placeras som stöd runt brukaren vid olika positioner i bassängen. Vid ryggsim placeras kudden under huvud, skuldror och armar. Underarmarna tillåts falla utanför kudden som på så sätt hålls på plats. Vid magsim ligger brukaren med huvud och skuldror vilande på kudden. Armarna placeras framåt över kudden och kuddens båda "ben" följer kroppen mot midjan. Vid stå- eller gåövning placeras kudden under brukarens armhålor som en badring. Tippas huvudet framåt tar kudden emot och munnen hålls utan svårighet ovanför vattenytan.
	62	110	8117	8111	
	76	125	8107	8101	
	38	60	8027		T-formade flytkuddar används som flythjälp i knäveckan där kudden håller samman benen men sårar knäna vid spasticitet. T-kudden passar också bra som stöd under smalben och fötter. Placeras T-kudden under hakan och övre delen av bröstskorgen vid magläge, kan huvudet vila över vattenytan. Kudden räcker ut till armhålan och ger stöd under överarmarna som kan riktas framåt.
	50	78	8017		

Måtten för kuddens längd och bredd visar kuddens storlek obelastad och utan deformation. Kuddarna kan inom gränsen för sin grundform anpassa intill obegränsat med utgångspunkt från dessa mått.

TUMLE

flytkuddar badbyxa



positionering i våt miljö

Produktfakta

Fyllnadsmaterial:
polystyren
Kuddvar:
polyuretanbelagd
polyester
Kudden fuktas med
vanligt
vatten och torkas
för hand med
vanligt
rengöringsmedel.
Rengöring med sprit
är möjlig.

CE deklARATION

- TUMLE flytkuddar består av ett kuddvar med fyllning av polystyrenkuler.
- Kudden tar ingen skada av klorering i normalt bassängvatten.
- I professionell miljö med daglig oavbruten användning kan kuddens livslängd påverkas negativt. Vid annan användning, några eller några gånger per dag med aktsam behandling, är livslängden flera år.
- Används kudden i enbart oklorerat rent vatten skall den torkas väl i torkskåp efter varje badpass för att inte skadas av mögel.
- Fyllningen kan skada tvättmaskin eller torktumlare om kuler kommer fria.
- Vid behov torkas kudden av med vanligt förekommande rengöringsmedel. Kemiska rengöringsmedel får ej användas. För desinfektion använd sprit.
- Fyllningen av polystyrenkuler är självslocknande.
- Kuddvaret i polyuretanbelagd polyester är inte självslocknande.
- Undvik skarpa kanter och föremål emot kudden.
- Tillse att andningsvägarna inte blockeras av kudden.
- Trots hög komfort och maximal tryckfördelning är TUMLE flytkuddar ingen antidecubitus produkt.
- TUMLE flytkuddar kan deponeras som vanligt hushållsavfall.
- TUMLE flytkuddar har en mycket stor bärighet som flythjälp i vatten. Kudden behåller sin bärighet i vatten oavsett om den från tid till annan tillåts torka eller ej.
- Skadas kudden minskar flytkraften om fyllnadsmaterialet kommer fritt.
- Kuddarna får inte användas i stället för flytväst eller utan uppsikt av assisterande personal i de fall badaren inte är i stånd att ta eget ansvar för situationen.

URIFORM

URI-FORM BUTIKEN, Timmermansgatan 37, 118 55 Stockholm. Tel. 08-6402955. Fax 08-6402957.
URI-FORM AB, 118 47 Stockholm. Tel & Fax 08-7029774. Mobil 070-6621114.
www.uriform.se. e-post: butik@uriform.se

Rätt till produktförändringar utan föregående avisering förbehålles.
© URI-FORM 2007-12

URIFORM

Positionering i våt miljö

TUMLE flytkuddar används för positionering av funktionshindrade vid olika former av vattenterapi. Kuddarna ger brukaren en trygghet och avslappnad position i vattnet. Den stora flytkraften med näst intill obegränsade möjligheter till individuell anpassning bidrar till den positiva upplevelsen för brukaren. Känslan av säkerhet är inte bara en känsla. Tillsammans med assistenten är risken för att glida ur kuddarna mycket liten. På armlängds avstånd utan påträngande kroppskontakt, kan assistent, sjukgymnast eller arbetsterapeut övervaka och hjälpa brukaren.



TUMLE flytkuddar finns i nio olika modeller och passar både barn och vuxna. De olika modellerna kombineras lätt individuellt till var brukares behov, och olika kombinationer kan löpande provas under badpasset.

TUMLE flytkuddar används även för positionering i dusch- och toalettstolar.

TUMLE flytkuddar tar ingen skada av klorerat bassängvatten. Kudden vattenfylls efter en tid i vattenet. Fyllnadsmaterialet absorberar dock en obetydlig mängd vatten som inte påverkar flytkraften. Kuddvävet är tillverkat i polyuretanbelagd polyesterväv som är mycket mjuk och följsam.



URIFORM



Badbyxor, ny modell för lätt på-avklädning

Badbyxan är tillverkad i nylon. Den tar in vatten, men breda tätslutande band av neopren runt midjan och låren hindrar föroreningar att läcka ut i bassängvattnet. Byxan är tillräckligt vid för att rymma en blöja. Den är lätt att sätta på och ta av då det tätslutande neoprenet öppnas med ett blixtlås längs båda byxbenen. När allt är på plats sluts byxan tät genom att stänga blixtlåsen. Efter användning sköljs byxan ren från klorvatten. Utöver detta behövs ingen speciell behandling eller förvaring. Badbyxan är alltid svart. Art. M61. **För att byxan skall fungera helt tät tillverkas den endast efter mått för var användare. Kontakta URIFORM för anvisningar vid måtttagning och beställningsunderlag. 08-6402955.**



Efter badet spolas kudden av med oklorerat friskt vatten och lämnas så att vattnet kan rinna ur. Kudden behöver lång tid för att torka helt, varför det inte är praktiskt möjligt att använda TUMLE flytkuddar i annan "torr miljö" förrän tidigast några veckor efter bruk i vatten. Används kudden i enbart rent oklorerat vatten, skall den efter avslutat bad omgående torkas ordentligt i torkskåp.

URIFORM